

Link do produktu: <https://obm.com.pl/desново-neodesogen-1l-srodek-dezynfekcji-bakteriobojczy-gram-dodatnie-p-3799.html>



DESNOVO Neodesogen 1L Środek Dezynfekcji Bakteriobójczy Gram-Dodatnie

Cena brutto	72,99 zł
Cena netto	59,34 zł
Czas wysyłki	48h lub szybciej
Numer katalogowy	AR-B07213
Kod EAN	2010000009659

Opis produktu

▣ Dane produktu

Nazwa: Desnovo / Neodesogen

Pojemność: 1 l

Skład: Roztwór zasady amoniowej (czwartorzędowej)

Forma: Płyn koncentrat do rozcieńczania

Dawkowanie: 0,5-10 ml preparatu na 1 litr wody

Spektrum działania: Bakterie gram-dodatnie i liczne gram-ujemne

Zastosowanie: Dezynfekcja w konserwacji zabytków i pracowniach artystycznych

▣ Opis

Desnovo (Neodesogen) to koncentrat dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowej zasady amoniowej (soli amoniowej), stosowany w konserwacji zabytków i pracowniach artystycznych do zwalczania bakterii, grzybów i mikroorganizmów niszczących obiekty zabytkowe, podłoża malarskie i materiały archiwalne. Preparat o szerokim spektrum działania skutecznie eliminuje bakterie gram-dodatnie oraz liczne gram-ujemne, co czyni go wszechstronnym środkiem dezynfekcyjnym do zastosowań konserwatorskich, laboratoryjnych i archiwistycznych.

Preparat dostarczany jest jako koncentrat wymagający rozcieńczenia w wodzie przed użyciem – zakres stężeń roboczych wynosi od 0,5 do 10 ml preparatu na 1 litr wody, co pozwala precyzyjnie dostosować intensywność działania do rodzaju zabiegu i stopnia skażenia mikrobiologicznego obiektu. Niższe stężenia stosuje się przy delikatnym odkażaniu powierzchni wrażliwych obiektów zabytkowych, wyższe przy intensywnej dezynfekcji silnie skażonych materiałów, narzędzi i przestrzeni roboczej. Ekonomiczna formuła koncentratu sprawia, że opakowanie 1 litra wystarczy na przygotowanie 100-2000 litrów roztworu roboczego w zależności od stosowanego stężenia.

Czwartorzędowe sole amoniowe jako substancje aktywne wyróżniają się skutecznym działaniem biobójczym przy stosunkowo niskiej toksyczności dla operatora i braku silnego zapachu charakterystycznego dla preparatów na bazie fenoli czy formaldehydu – właściwości szczególnie ważne przy pracy z wrażliwymi obiektami zabytkowymi w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji. Preparat działa powierzchniowo, nie penetrując głęboko w strukturę traktowanego materiału, co minimalizuje ryzyko niekorzystnych efektów ubocznych na substancję zabytkową.

Desnovo stosowany jest w pracowniach konserwatorskich do dezynfekcji obiektów zaatakowanych przez mikroorganizmy (pleśń, grzyby, bakterie), odkażania narzędzi i powierzchni roboczych, dezynfekcji materiałów archiwalnych i bibliotecznych narażonych na skażenie biologiczne, przygotowania roztworów dezynfekcyjnych do zabiegów iniekcyjnych w drewnie i kamieniu, a także przy profilaktycznej ochronie nowo zakonserwowanych obiektów przed ponownym rozwojem mikroorganizmów.

Pojemność 1 litra koncentratu zapewnia zaopatrzenie wystarczające do długotrwałej pracy w pracowni konserwatorskiej. Produkt przeznaczony dla profesjonalnych konserwatorów zabytków, archiwistów, bibliotekarzy i pracowników muzeów zajmujących się ochroną zbiorów przed degradacją biologiczną.

